

Lastenklinikan laboratoriossa säilytetyt DNA-näytteet ovat siirtyneet säilytettäväksi Genetiikan laboratorioon

Tutkimus 4209 -DNAex DNA-eristys

Asia Lastenklinikan laboratorion muuttaessa Uuden lastensairaalan tiloihin DNA-eristysten säilytystä ei enää ole mahdollista toteuttaa vanhaan tapaan. Lastenklinikan laboratoriossa säilytyksessä olleet DNA-näytteet on siirretty ja arkistoitu Genetiikan laboratorioon. Jatkossa Lastensairaalan pyytämät uudet DNA-eristykset tullaan säilyttämään Genetiikan laboratoriossa, josta niitä voi pyytää erillisellä yhteydenotolla lähettämään jatkotutkimuksiin.

Kun näytteen säilytys tapahtuu Genetiikan laboratoriossa, uusiin DNA-eristyspyyntöihin toivotaan merkittäväksi tieto säilytyksestä tai lähettämisestä esimerkiksi ”Eristetty DNA jaetaan kahteen putkeen ja säilytetään Genetiikan laboratoriossa” tai ”Eristetty DNA jaetaan kahteen putkeen, joista toinen jää säilytykseen Genetiikan laboratorioon ja toinen lähetetään jatkotutkimuksiin (*tutkimuksen ja laboratorion nimi*)”. Mikäli jatkotutkimukset ulkopuolisessa laboratoriossa halutaan tehdä heti, esitiedoilla täytetty ulkopuolisen laboratorion lähete kaavake tulee lähettää sisäpostilla tai faxilla Genetiikan laboratorioon (fax 09 471 74001). Tämän jälkeen näyte voidaan lähettää toivottuihin jatkotutkimuksiin.

Tiedustelut Genetiikan laboratorio, sihteeri puh. 09 471 74339, lääkäri puh. 09 471 75905 tai genetiikanlaboratorio@hus.fi

| | | | |
|-------------------------|---|------------------------------------|-------------------|
| Allekirjoitukset | Leila Muukkonen | Anna-Kaisa Anttonen | Minna Pöyhönen |
| | koordinoiva laatuvas- taava | prosessivastaava erikoislääkäri | vt ylilääkäri |
| | HUSLAB | HUSLAB | HUSLAB |
| | Kliininen kemia ja näyt- teenottopalvelut -linja | Genetiikan laboratorio | Genetiikan linja |
| | puh. 050 428 4318 | puh. 050 427 0523 | puh. 050 428 7504 |