

## Seerumin komplementti C3 (2106 S -C3) ja komplementti C4 (2107 S -C4) -tutkimukset otetaan käyttöön vastaavien plasmatutkimusten tilalle 25.10.2019 alkaen

**Johdanto** Muutokset liittyvät HUSLABissa käynnissä olevaan kemian ja immunokemian määrittämenetelmien sekä automaatiolinjaston vaihtoon. Lisätietoja (tiedote 2019.54): [https://huslab.fi/ohjekirjan liitteet/tutkimustiedotteet](https://huslab.fi/ohjekirjan_liitteet/tutkimustiedotteet)

**Näytemuodon muutos** Nykyisistä plasman komplementtitutkimuksista 4545 P -C3 ja 4546 P -C4 siirrytään vastaaviin seerumimäärittäksiin **25.10.2019 alkaen: 2106 S -C3 ja 2107 S -C4.**

Muutos ei vaikuta merkittävästi tutkimusten tulostasoihin eikä viiteväleihin.

Muutosta myöhempään ajankohtaan tilatut plasman C3- ja C4 -tutkimuspyynnöt konvertoidaan automaattisesti vastaaviksi seerumipyynnöiksi.

**Tiedustelut ja lisätietoa** HUSLAB Asiakasneuvonta, puh. 09 471 72579, arkisin klo 07.30 - 15.00

Kemisti Tero Pihlajamaa, puh. 040 621 6937, s-posti: [tero.pihlajamaa@hus.fi](mailto:tero.pihlajamaa@hus.fi)

HUSLABin tutkimusohjekirja: [www.huslab.fi/ohjekirja](http://www.huslab.fi/ohjekirja)

Julkaistut tiedotteet: [www.huslab.fi/tiedotteet](http://www.huslab.fi/tiedotteet)

**Allekirjoitukset**

Hanna Jarva  
osastonylilääkäri

HUSLAB

Virologian ja immunologian osasto

puh 050 427 9816

Christel Pussinen  
prosessivastaava

HUSLAB

Automaatiolaboratorio

puh. 050 427 9789

Lotta Joutsu-Korhonen  
ylilääkäri

HUSLAB

Kliininen kemia ja  
näytteenotto palvelut

puh. 050 427 2402