

**Proteiini S, antigeeni, vapaa (4000 P -PS-AgV) viitearvomuuotos
26.4.2021 alkaen**

Tutkimus	4000 P-PS-AgV Proteiini S, antigeeni, vapaa, plasmasta								
Asia	Plasman vapaan proteiini S -antigeenimäärityksen viitearvot vaihtuvat menetelmä- vaihdon myötä 26.4.2021. Uuden, käyttöön otettavan menetelmän tulokset korreloivat hyvin aiempaan mene- telmään, mutta tulostasoa on 5-10 % korkeampi tulostasolla alle 100%. Yksilölliset potilaskohtaiset erot ovat mahdollisia.								
Viitearvomuuotos	Uudet viiteväli: Miehet, yli 18 v. 70-145 % Naiset, yli 18 v. 56-130 % Vanhat viiteväli: Miehet, yli 18 v. 66 -150% Naiset, yli 18 v. 50 -137 %								
Yhteyshenkilöt	lääkäri Tuukka Helin, tuukka.helin@hus.fi p. 050 427 9064 ja kemisti Jari Leinonen, jari.leinonen@hus.fi p. 050 427 0591								
Tiedustelut	HUSLAB-talo Automaatiolaboratorio, asiakaspalvelu, p. 09 471 72579								
Allekirjoitukset	<table><tr><td>Tuukka Helin Erikoislääkäri</td><td>Jari Leinonen Kemisti</td><td>Christel Pussinen Kemisti, yksikön vastaava</td><td>Lotta Joutsen- Korhonen Ylilääkäri</td></tr><tr><td>HUSLAB Automaatio- laboratorio puh. 050 427 9064</td><td>HUSLAB Automaatio- laboratorio puh. 050 427 0591</td><td>HUSLAB Automaatio- laboratorio puh. 050 427 9789</td><td>HUSLAB Kliininen kemia puh. 050 427 2402</td></tr></table>	Tuukka Helin Erikoislääkäri	Jari Leinonen Kemisti	Christel Pussinen Kemisti, yksikön vastaava	Lotta Joutsen- Korhonen Ylilääkäri	HUSLAB Automaatio- laboratorio puh. 050 427 9064	HUSLAB Automaatio- laboratorio puh. 050 427 0591	HUSLAB Automaatio- laboratorio puh. 050 427 9789	HUSLAB Kliininen kemia puh. 050 427 2402
Tuukka Helin Erikoislääkäri	Jari Leinonen Kemisti	Christel Pussinen Kemisti, yksikön vastaava	Lotta Joutsen- Korhonen Ylilääkäri						
HUSLAB Automaatio- laboratorio puh. 050 427 9064	HUSLAB Automaatio- laboratorio puh. 050 427 0591	HUSLAB Automaatio- laboratorio puh. 050 427 9789	HUSLAB Kliininen kemia puh. 050 427 2402						