

Lamotrigiini-tutkimuksen määrittymenetelmä muuttuu 12.10.2021

Tutkimus	4328	S -Lamotri	Lamotrigiini, seerumista
Menetelmämuutos	S -Lamotri tutkimuksen määrittymenetelmä muuttuu 12.10.2021. Tutkimus siirtyy tehtäväksi immunokemiallisella menetelmällä, joka korreloi hyvin aiemman nestekromatografisen menetelmän kanssa. Tulokset ovat aiempaa nopeammin saatavilla. Tutkimuksen tulostasossa tai viitearvoissa ei tapahdu muutoksia. Alin vastattava pitoisuus on jatkossa 2 µmol/l (aiemmin 1 µmol/l). Uusi menetelmä ristireagoi trimetopriimin kanssa aiheuttaen virheellisen korkeita tuloksia etenkin todelliselta pitoisuudeltaan matalien lamotrigiininäytteiden kohdalla.		
Tekoiheys	Päivittäin (<i>aiemmin kerran viikossa</i>).		
Yhteyshenkilöt	lääkäri Janne Backman, janne.backman@hus.fi, 050 428 0997 ja kemisti Niina Tohmola, niina.tohmola@hus.fi, 050 427 1548		
Tiedustelut	Niina Tohmola puh. 050 427 1548		
Allekirjoitukset	Janne Backman Professori, ylilääkäri HY ja HUSLAB Kliininen farmakologia puh. 050 428 0997	Niina Tohmola Kemisti HUSLAB Lääkeainetutkimukset puh 050 427 1548	Lotta Joutsu-Korhonen Ylilääkäri HUSLAB Kliininen kemia puh 050 427 2402