

Virologian ja immunologian tutkimuksia tehdään hoitajalakon aikana rajoitetusti ja tutkimusvastauksissa tulee esiintymään merkittäviä viiveitä

Asia

1.4.2022 alkaneen hoitajalakon vuoksi virologian ja immunologian tutkimuksia voidaan tehdä vain hyvin rajoitetusti ja tutkimusvastauksissa tulee esiintymään merkittäviä viiveitä.

Seuraavat päivystysvalikkoon kuuluvat, päivystyksellisesti pyydyt tutkimukset pyritään tekemään normaalisti: elinluovuttajien tutkimukset sekä virushepatiittien, HIV:n ja tuhkarokon vasta-ainetutkimukset.

Lisäksi teemme seuraavat tutkimukset selvästi harvennetulla aikataululla: Li-HSVN_hO, Li-VZVN_hO-, Li-EvirN_hO, P -HIV1N_h, P -CMVN_h, S -VaskuAb, S /Li-CrneAg.

Tavanomaiset CV19N_hO-testit pyritään tekemään normaalisti. pocCV19- ja pocABRC-tutkimukset tehdään, mutta normaali 4-6 tunnin vastausviive tulee merkittävästi ylittymään.

Muiden virologian ja immunologian tutkimusten osalta pyydämme soittamaan laboratorioon (arkisin klo 8-15:00 virologian ja immunologian laboratorion toimisto, puh. 09 471 73290; muina aikoina virologian ja immunologian päivystävä laboratoriohoitaja, puh. 040 837 4010 tai 040 837 4011) mikäli kyseessä on tehohoitoisen potilaan, sairaalapäivystyksessä tarvittavan tai muutoin kriittisen kliinisen tilanteen (kuten immuunipuutteisen potilaan) edellyttämä tutkimus, jolloin pyrimme tutkimaan nämä näytteet erillisestä pyynnöstä.

Niiden tutkimusten osalta joita ei lakon aikana voida tehdä, laboratorioon saapuneet näytteet tullaan mahdollisuuksien mukaan säilyttämään pakkasessa, ja analysoimaan lakon päätyttyä.

Seuraavien tutkimuspyyntöjen osalta emme ota lainkaan vastaan näytteitä (näytteet eivät säily tai niitä ei ole mahdollista säilyttää):

- Klamydia- ja tippuritutkimukset (-ChtrN_hO, -CtGcN_hO, -GcN_hO, U -CtGcN_hO, U -ChtrN_hO ja U -GcN_hO)
- HPV-tutkimukset (-hHPVN_hO, HPV_{Nh}Ty ja -HPVseul)
- Mycoplasma genitalium -tutkimukset (-MygeN_hO, U -MygeN_hO ja -MygeHe)
- M.tuberculosis-herkistyneet solut, gammainterferoni (B -TbIFN_g)
- M.tuberculosis-herkistyneet solut, gammainterferoni, erittävät solut (B -LyTbIFN)
- Lymfosyyttien stimulaatiot (B -Ly-S)
- PNH laaja tutkimus (B -PNH-La)
- Coombs, suora (polyspesifinen antiseerumi) (E-Coombp)
- Kryoglobuliini (S -Kryog)
- Kryopresipitaatin analyysi (S -Kryopre)
- Kylmähemagglutiniinit (S -Kyhema_g)

Tiedustelut

Arkisin klo 8-15:00 virologian ja immunologian laboratorion toimisto, puh. 09 471 73290

Muina aikoina virologian ja immunologian päivystävä laboratoriohoitaja, puh. 040 837 4010 tai 040 837 4011

Allekirjoitukset

Satu Kurkela
Osastonylilääkäri
HUSLAB
Kliininen mikrobiologia
Virologia ja immunologia
puh. 050 428 4183

Hanna Jarva
Osastonylilääkäri
HUSLAB
Kliininen mikrobiologia
Virologia ja immunologia
puh. 050 427 9816

Maija Lappalainen
Ylilääkäri
HUSLAB
Kliininen mikrobiologia
puh. 040 838 4004