

Liukoinen urokinaasireseptori (22380 P -suPAR) -tutkimus lopetetaan 20.9.2022 alkaen

Tutkimus	22380	P -suPAR	Liukoinen urokinaasireseptori, plasmasta
Asia	Maaliskuussa 2022 kuuden kuukauden kokeilukäyttöön otettu uusi tutkimus P -suPAR lopetetaan vähäisen kysynnän takia.		
Tiedustelut	HUSLAB Ammattilaisten asiakaspalvelu, p. 09 471 72579		
Yhteyshenkilöt	Sairaalakemisti Christel Pussinen p. 050 427 9789, ylilääkäri Kari Pulkki p. 040 144 8676		
Allekirjoitukset	Christel Pussinen Yksikön vastaava HUSLAB Automaatiolaboratorio puh. 050 427 9789	Kari Pulkki Ylilääkäri HUSLAB Automaatiolaboratorio puh. 040 144 8676	Lotta Joutsu-Korhonen Vastualuejohtaja, ylilääkäri HUSLAB Kliininen kemia puh. 050 427 2402