

Kudosvasta-aineiden, S-SiliAb, S-MitoAb ja S-LKMAb viitearvot muuttuvat 21.1.2025 alkaen

Tutkimukset	2634	S -SiliAb	Sileälihas, vasta-aineet
	2357	S-MitoAb	Mitokondria, vasta-aineet
	2313	S-LKMAb	Maksa- ja munuaismikrosomi, vasta-aineet

Asia Viitearvot muuttuvat kudosvasta-ainetutkimuksissa S-SiliAb, S-MitoAb, S-LKMAb 21.1.2025 alkaen. Viitearvot muuttuvat yksittäistutkimuksissa, sekä S-KudosAb (21755), S-KudosL (21756) ja S-AITMa (9370) pakettitutkimuksissa. Muutoksen taustalla on laboratoriotekniset syyt ja uudet viitearvot palvelevat paremmin kliinistä päätöksentekoa.

Uudet viitearvot:

S-SiliAb <80 titteri

S-MitoAb <40 titteri

S-LKMAb <40 titteri

Yhteyshenkilöt lääkäri Anne Toivonen, anne.toivonen@hus.fi, 050 440 8375
sairaalamikrobiologi, Pia Jokela, pia.jokela@hus.fi, 040 486 5529

Tiedustelut Virologian ja immunologian laboratorio, Mikrobiologian manuaaliset menetelmät, puh. 050 427 2470.

Allekirjoitukset	Anne Toivonen Erikoislääkäri HUS Diagnostiikkakeskus Kliininen mikrobiologia Virologia ja immunologia puh. 050 440 8375	Pia Jokela Prosessinomistaja HUS Diagnostiikkakeskus Kliininen mikrobiologia Virologia ja immunologia puh. 040 486 5529	Satu Kurkela Vastuualuejohtaja HUS Diagnostiikkakeskus Kliininen mikrobiologi puh. 050 428 4183
-------------------------	--	--	---