

Kliininen kemia ja näytteenottopalvelut
Lohjan sairaalan laboratorio

Laskon (2203 B -La) tekopaikka muuttuu 10.12.2018 alkaen

Tutkimus	B -La		
Asia	Tekopaikkamuutos		
Perustelu	<p>Lasko-tutkimus keskitetään uusien laitteiden myötä tiettyihin HUSLABin toimipisteisiin. Lohjan alueen osalta laskonäytteet siirtyvät tehtäväksi Meilahteen 10.12.2018 alkaen. Tämä tarkoittaa hieman pidempiä lasko-tutkimuksen valmistumisaikoja. Pääsääntöisesti aamupäivän aikana otetut näytteet valmistuvat saman päivän aikana. Iltapäivällä otetut näytteet jäävät seuraavan päivän kuljetukseen ja sen vuoksi valmistuvat seuraavana päivänä. Tulosten valmistumisen viive tällaisissa näytteissä on enimmillään noin 24 tuntia. Mikäli iltapäivän tulokset tarvitaan kiireisesti saman päivän aikana, ottakaa yhteys alla olevaan laboratorion numeroon erillisen taksikuljetuksen järjestämiseksi.</p>		
Säilyvyys	Näyte säilyy 4 tuntia huoneenlämmössä ja 24 tuntia jääkaappilämpötilassa.		
Tiedustelut	Lohjan sairaalan laboratorio 019 – 380 1888		
Allekirjoitukset	Sanna Valtanen Prosessivastaava Kliininen kemia ja näytteenottopalvelut puh. 050 430 4630	Malin Lövberg Kemisti Kliininen kemia ja näytteenottopalvelut puh. 050 520 0371	Lotta Joutsi-Korhonen ylilääkäri Kliininen kemia ja näytteenottopalvelut puh. 050 427 2402