

Muuttunut käytäntö: Octaplas-jääplasman sulattaminen Lohjan sairaalan verikeskuksessa 3.3.2014 alkaen

Asia Lohjan sairaalan verikeskukseen on hankittu jääplasman sulattamista varten vesihaude. Sulatus kestää 18 minuuttia.

1. Hoitoyksikkö tekee jääplasmatilauksen normaaliin tapaan Verttiverivalmisteiden tilausohjelmaan. (HUOM! Tilaus tehdään vasta kun tiputus päätös on tehty - ei varalle!)
2. Hoitoyksikkö soittaa verikeskukseen (puh. 1287), joka laittaa jääplasman sulamaan. Jääplasma säilytetään sulattamisen jälkeen verikeskuksessa huoneenlämmössä.
3. Sulatetut jääplasmat voidaan hakea verikeskuksesta aikaisintaan 20 minuutin kuluttua puhelinsoitosta tai kuten puhelimesta sovitaan.
Muistakaa ottaa mukaan potilaan henkilötiedot (esim. henkilötietotarra)!
4. Sulattamisen jälkeen jääplasma voidaan säilyttää 8 tuntia huoneenlämmössä tai 24 tuntia +4 °C:ssa ennen käyttöä. Sulatusaika on merkitty pussien mukana tulevaan kuormakirjaan (VARATUT VERITUOTTEET -lomakkeeseen).
5. Laitteessa voi sulattaa kerralla 4 yksikköä Octaplasia.

Tiedustelut Lohjan sairaalan laboratorion verikeskus puh. 019 380 1287

Allekirjoitukset	Ritva Mäntykoski vastuuyksikön päällikkö HUSLAB Lohjan sairaalan laboratorio puh. 040 524 9815	Malin Lövberg kemisti HUSLAB Lohjan sairaalan laboratorio puh. 050 520 0371	Marja Salminen Verikeskuksen vastuuhoitaja HUSLAB Lohjan sairaalan laboratorio puh. 019 380 1287
-------------------------	--	---	--

Jakelu Lohjan sairaalan lääkärit, osastot ja poliklinikat