

Biopankkinäytteiden otto ja lähetys näytteitä ottaville laboratorioille ja osastoille

Soveltamisala

Tämä ohje on voimassa kaikissa laboratorioissa ja osastoilla, joissa otetaan biopankkinäytteitä Helsingin Biopankkiin.

| | |
|----------------------------|------------------------------------|
| Viittaukset | |
| Standardi SFS-EN ISO 15189 | 5.4 Tutkimusta edeltävät prosessit |
| Finlex | Biopankkilaki |

Biopankkinäytteet

Näytteille tulee olla biopankkinäytepyyntö (laboratoriolähete) tehtynä atk-järjestelmään. Näytteet otetaan yleensä muun näytteenoton yhteydessä ja ne tulee ottaa vaikka pyyntöön merkitty näytteenottoaika olisi umpeutunut. Kaikki biopankkinäytteet löytyvät HUSLABin tutkimusohjekirjasta http://huslab.fi/ohjekirja/biopankkinaytteet_hakemisto.html.

Näytteiden lähetys

Kaikki biopankkinäytteet paitsi B-BioDNA, aB-BioDNA, zB-BioDNA sekä P-HBcfDNA:

Näytteet lähetetään kylmäkuljetuksena (+ 4°C; normaali styroxlaatikko, jossa kylmägeeli) HUSLAB-talon näytteiden vastaanottoon normaalin näytekuljetuksen mukana. Laatikoiden päällä tulee olla merkintä biopankki. Selkädinesteen voi lähettää ilman kylmägeeliä.

Näyte säilytetään jääkaapissa ennen lähetystä. Kaikkien näytteiden tulee olla 24 tunnin sisällä näytteenotosta biopankissa.

Näytteiden tulee olla Helsingin Biopankissa perjantaisin ja arkipyhien aattoina klo 14 mennessä.

B-BioDNA, aB-BioDNA, zB-BioDNA sekä P-HBcfDNA:

Näytteet lähetetään HUSLAB-talon näytteiden vastaanottoon normaalin näytekuljetuksen mukana huoneenlämpöisenä, eivätkä ne saa jäätyä. Laatikoiden päällä tulee olla merkintä biopankki.

Tarvittaessa näytteen voi säilyttää jääkaapissa 1-3 vrk.

Lisää tietoa näytteiden ottamisesta ja lähettämisestä löytyy HUSLABin tutkimusohjekirjasta

Arterianäytteitä ottavat yksiköt ja hoitohenkilökunnan toimesta osastolla otettavat näytteet

Biopankkinäytteet lähetetään HUSLAB-taloon putkipostiasemalle 6300 pakattuna minigrip-pussiin samoin kuin muut laboratorionäytteet. Mikäli putkiposti ei ole käytettävissä, näyte lähetetään HUSLAB-talon näytteiden vastaanottoon normaalien laboratorionäytekuljetuksien mukana.

Alaikäisen verinäytteet

Verinäytteitä otetaan vain silloin, kun lapsesta otetaan muitakin verinäytteitä diagnostiikkaa varten noudattaen HUSLABin prenalytiikan käsikirjan työohjetta "Lapselta otettavan verinäytteen määrän arviointi". Biopankkinäytteen ottaminen ei saa missään olosuhteissa johtaa max. vrk-verimäärän ylitykseen.

Lisätietoja: Helsingin Biopankki
p. 050 421 7659 (osastonsihtööri)
p. 040 621 1013 (laboratorio)